


다음과 같이 시계를 그린 이후 사진을 찍으십시오

시계를 그리기 :


1. 검은색이나 파란색 펜을 사용하세요
2. 8.5인치 너비/ 11인치 높이의 백지를 사용하세요
3. "11시 10분"을 가리키는 동그란 시계를 그리세요
4. 시계를 그리는데 주어지는 시간은 3분입니다
5. 시계를 그리시는 분은 그리는 데에 도움을 받아서는 안됩니다.
6. 원을 그리는 데에 도구를 사용하지 마세요

사진을 찍기


1. 사진을 찍을 때, 평평한 바닥에 종이를 놓으시고 어둡고 무늬 없는 배경을 사용하세요 (사진 예시를 보세요)
2. 카메라는 종이와 평행하게 위치하세요
3. 종이 전체가 보일 수 있도록 가장자리/ 테두리가 보이도록 위치시키세요
4. 분석을 위해 사진을 제출하기 전에, 사진이 뿌옇거나 흔들리지 않았는지 확인하세요




좋습니다




카메라와 종이가
평행하지 않음



뒷면이 어둡지
않음








종이가 사진 중앙에
위치하지 않음




어두운 가장자리가
나오지 않음

타원이나 둥근 모서리는 되도록 그리지 마세요



다음과 같이 시계를 그린 이후 사진을 찍으십시오

정상적 시계



비정상적 시계



CDT 오픈 + CDT 플러스

CDP 오픈 : 무료 시계 그림 분석 서비스

BrainScanology 에서는 무료로 월간 시계 그림 분석을 제공합니다. 고객님의 시계 그림 점수를 포함하는 PDF를 다운로드 받으신 이후 정상/ 비정상 모양 범위 위치를 받아보실 수 있습니다. 업로드된 시계 그림은 고객님의 계정에 보관되어 향후 의사의 CDT 플러스 계정과 연동하실 수 있습니다.

CDT 플러스 - 의사들을 위한 트래킹/ 경고 시스템

CDP 플러스는 병원과 가족을 위한 구독 기반 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어에서는 시간에 따라서 점수 변화를 기록하며 시계 그림이 정상 범주를 벗어나는 경우 사용자, 의료진, 가족에게 문자 및 이메일을 자동 송신합니다.

Instructions for Drawing and Photographing Clocks

Tenemos una versión en Español.
Temos uma versão em português.
Chúng tôi có phiên bản tiếng Việt.
Meron Tayong Tagalog Version

我们有中文版。
우리는 한국어 버전이 있습니다
日本語版があります

हमारे पास एक हिंदी संस्करण है।
لدينا نسخة عربية.
ما نسخه فارسی داریم.
ہمارے پاس اردو ورژن ہے۔

Nous avons une version en français.
Wir Haben Eine Deutsche Version
У нас есть русская версия

CDT Open and CDT Plus

CDT Open – A Free Clock Draw Analysis Service

BrainScanology offers free monthly analysis of the Clock Draw Test. You can download a PDF that contains the scores from your clock drawing and see where those numbers are within the range of normal and abnormal shapes. Each clock drawing that you upload stays in your account, so that you have the option of assigning your reports to your doctor's CDT Plus account in the future.

CDT Plus – An Automated Tracking & Alert System for Doctors Offices

CDT Plus is a subscription-based software platform meant for medical offices and families. The software graphs and tracks score changes overtime, sending text and email alerts to the user, their doctor, and family members when scores reach the abnormal range of clock drawings.

Last updated 04-02-23

DRAFT


Instructions for Drawing and Photographing Clocks

Drawing The Clock


1. Use a BLACK or BLUE pen.
2. Use BLANK white paper that is 8.5 inches wide by 11 inches tall.
3. Draw a CIRCULAR clock showing "10 minutes after 11." Do your best to draw a perfect circle. See the pictures below.
4. The time limit to draw a clock is THREE MINUTES.
5. The person drawing should NOT receive advice or help for drawing the clock.
6. Do NOT use any tool to help you draw the circle.

Taking Photos


1. When taking photos, place the paper on a flat surface and ensure that the background is a solid, dark color (see pictures at the right side).
2. Position the camera parallel to the paper.
3. Include a border outside the edge of the paper to ensure that the entire paper is captured.
4. Before submitting the photo for analysis, check that it is not blurred or shaky.




Correct!




Camera Not Parallel to Paper



Background Not Dark








Paper Not Centered in Image







No Dark Border

Do Your Best to AVOID Drawing Ovals or Rounded Corners



Instructions for Drawing and Photographing Clocks

Normal Clocks



Abnormal Clocks

